

遺伝子検査（Genoplan）データ自動取得 実証テスト報告

2026 年 9 月 1 日 / 株式会社UNFIX

専用パソコンも RPA ソフトも不要。サーバだけで全自動化できることを確認しました。

対象 72 件すべてのレポート PDF を、人の操作なしで取得・保存できました（失敗 0 件）。

72件 対象レポート	72件 取得成功	0件 失敗	1.43GB 保存容量	32秒 1 件あたり
---------------	-------------	----------	----------------	---------------

1. 今回できるようになったこと




図 1 自動取得の流れ

2. 2 回目以降は「差分」だけ取ります




図 2 差分取得のしくみ

3. 取得したもの

項目	内容
ファイル	レポート PDF（1 件 208 ページ・平均 21.3MB）＋ 管理用の情報ファイル 1 本
管理用の情報	認証キー／ボックスナンバー／発行日／改ざん検知用のハッシュ値。氏名・電話番号は含めていません
保存場所	東京リージョンの S3（テスト用の領域。本番では専用の保管領域へ）
合計	1,535,344,850 バイト（約 1.43GB）

本紙の数値はすべて 2026 年 9 月 1 日の実行結果です。詳細な技術記録は別途保管しています。

ご確認いただきたいこと（5 件）

遺伝子検査（Genoplan）データ自動取得 実証テスト報告 2026 年 9 月 1 日

1 ボックスナンバーの紐づけ方法

「どのレポートが、どのお客様のものか」を自動で判定するには、**発送したキットの箱に印字された番号（ボックスナンバー）**を記録する必要があります。次の 2 案をご提案します。



図3 ボックスナンバーの紐づけ 2 案

→ 案A のみ／案A + 案B の併用、どちらがよろしいでしょうか。

2 原本 PDF の保存について

本番では日本国内リージョンの専用保管領域で別途管理します（今回のテスト分は受渡用の領域に置いており、削除可能です）。

レポート PDF の 2 ページ目にはお客様の氏名が印字されています。氏名等の個人情報が入ったままの原本として保存してよろしいでしょうか。

※ AI 診断（Elith）へお渡しするデータには氏名を含めません。保存するのは原本のみです。

3 取得の頻度

「週 1 回の自動取得」＋「必要なときに管理画面から手動実行」の 2 本立てでよろしいでしょうか。

4 アカウントの扱い

info@wellfort.co.jp を、自動処理と人の操作で共用してよろしいでしょうか。

※ 分ける場合は、自動処理専用アカウントの発行を Genoplan 社へご依頼いただく形になります（必要な権限は「レポート閲覧」「PDF ダウンロード」のみです）。

5 Genoplan 社へお伝えいただきたいこと（セキュリティ）

報告書 PDF の配布 URL に認証が掛かっていません。ログインしていない状態でも、認証キーを指定するだけでダウンロード URL（有効 1 時間の署名付き）が発行されることを確認しました。

実在しない認証キーで確認しており、他のお客様のデータには触れていません。

認証キーが漏れると、その方の遺伝子検査報告書が第三者に読める可能性があります。Wellfort のお客様の情報に関わりますので、Genoplan 社へお伝えください。